

## 铅盐染色液(玫棕酸法)

### 产品简介:

铅对人体有害,过量的铅可沉积人体组织内,特别是骨骼和肾小管,铅盐染色有玫棕酸法、Timm 硫化银法等。Perfemiker 铅盐染色液(玫棕酸法)是利用螯合剂玫棕酸钠与铅盐结合,形成红色螯合物,染色过程中应避免使用含汞的固定剂,适用于石蜡切片。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途

### 自备材料:

- 1、无水乙醇
- 2、蒸馏水
- 3、恒温箱

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、常规固定,常规浸蜡包埋,脱蜡至蒸馏水。
- 2、入玫棕酸染色液浸染 1h,蒸馏水冲洗。
- 3、入固绿染色液复染 1min,蒸馏水冲洗 3 次。
- 4、常规脱水,二甲苯或 Perfemiker 脱蜡透明液透明,中性树胶封固。

### 染色结果:

铅盐-黑色  
背景-绿色

### 注意事项:

- 1、避免使用含汞的固定剂。
- 2、亦可恒温箱 60~65℃加热后,载玻片置于预热的玫棕酸染色液 5min。

### 有效期:

12 个月有效。